




**GelRed™ i GelGreen™**

Przyjazny dla środowiska i wyjątkowo wrażliwy barwnik żeli jako zamiennik dla EtBr.

**GelRed™** i **GelGreen™** reprezentują nową generację fluorescencyjnych barwników żeli, które zostały opracowane aby zastąpić wysoce toksyczny EtBr.



**GelRed™** jest bezpośrednim zamiennikiem dla EtBr ze względu na niemal identyczne widma w porównaniu z EtBr.

**GelGreen™** jest nowym zielono fluorescencyjnym barwnikiem żeli, o wrażliwości SYBR®Green. Może on zostać pobudzony m.in. przez skaner laserowy. **GelGreen™** może być przechowywany w temperaturze pokojowej.

Nr. Kat.	Nazwa Produktu	Ilość
41001	GelRed™ Stain, 3X in water	4L
41002	GelRed™ Stain, 10.000X in DMSO	0,5L
41003	GelRed™ Stain, 10.000X in water	0,5L
41004	GelGreen™ Stain, 10.000X in DMSO	0,5L
41005	GelGreen™ Stain, 10.000X in water	0,5L

Link: <http://antibody-antibodies.com/search.php?search=41001>  
<http://antibody-antibodies.com/search.php?search=41002>  
<http://antibody-antibodies.com/search.php?search=41003>  
<http://antibody-antibodies.com/search.php?search=41004>  
<http://antibody-antibodies.com/search.php?search=41005>

#### Właściwości GelRed™ i GelGreen™

- Bezpieczniejsze niż EtBr.
- Bezproblemowa utylizacja.
- Wyjątkowo wrażliwe.
- Niezwykle stabilne.
- Elastyczne przy różnego rodzaju procedurach.
- Łatwe w użytkowaniu.
- Doskonała kompatybilność ze standardowym transiluminatorem UV lub laserowym czytnikiem.



#### InstantBlue

Jednoetapowe barwienie żelu w czasie krótszym niż 15 minut.



**InstantBlue** jest gotowym do użycia, prawnie zastrzeżonym barwnikiem Coomassie® o unikalnej formule, która jest optymalna dla uzyskania ściśle określonej ilości białka podczas jednego etapu pracy. Został stworzony w celu ułatwienia procedury standardowego barwienia żelu. Produkt ten jest idealny dla klientów, którzy poszukują barwnika do barwienia prostego żelu białkowego, zarówno do użytku jendorazowego jak i rutynowego. **InstantBlue** to produkt, który pozwoli na oszczędzenie czasu i kosztów pracy.

Nr. Kat.	Nazwa Produktu	Ilość
ISB1L	InstantBlue - 1L	1L

Link: <http://antibody-antibodies.com/search.php?search=ISB1L>

#### Instant Blue Zalety

- Bardzo szybkie barwienie – otrzymanie wyników w mniej niż 15 minut.
- Jednoetapowa procedura
- Wyjątkowo czuły – może wykryć ok. 5-25 ng białek na ścieżkę.
- Wyjątkowo niskie zabarwienie tła – poprawia ogólną rozdzielczość i czułość żelu, który można zostawić na czas nieokreślony w barwniku.
- Idealny do ilościowego oznaczania białek przy użyciu densytometrii.
- Nietoksyczny – idealny do regularnego stosowania.
- Zgodny ze spektrometrią masową



#### BioAssay Systems

Rozwiązania dla badań i rozwoju leków.

Nr. Kat.	Nazwa Produktu	Ilość
65-DIMG-250	QuantiChrom™ Magnesium Assay Kit 250	250
65-DIPI-500	QuantiChrom™ Phosphate Assay Kit 500	500
65-DIUR-500	QuantiChrom™ Urea Assay Kit 500	500
65-ECCH-100	EnzyChrom™ Cholesterol Assay Kit 100	100
65-POMG-25H	Malachite Green Phosphate Assay Kit 2500	2500

Link: <http://antibody-antibodies.com/search.php?search=DIMG-250>  
<http://antibody-antibodies.com/search.php?search=DIPI-500>  
<http://antibody-antibodies.com/search.php?search=DIUR-500>  
<http://antibody-antibodies.com/search.php?search=ECCH-100>  
<http://antibody-antibodies.com/search.php?search=POMG-25H>

#### Histo Clear



Nr. Kat.	Nazwa Produktu	Ilość
HS-200-1GAL	HISTOCLEAR	1 GALLON



Korzystanie z **Histo-Clear** w laboratorium oznacza brak konieczności wdychania ksyleny podczas przygotowywania preparatów histologicznych. Destylowany z pomarańczy, starannie oczyszczony i stabilizowany, **Histo-Clear** to jeden z najbezpieczniejszych środków czyszczących dostępnych na rynku. **Histo-Clear** pozostawia tkanki mniej twarde i kruche niż ksylen, ułatwia cięcie cienkich części i przedłuża życia mikrotomu ostrza. **Histo-Clear** nie tylko zwiększa bezpieczeństwo, ale także poprawia wyniki badań zwiększając czytelność i intensywność odcinków acidofilowych, poprawiając zarówno barwienie hematoksyliną Harris™, z jaśniejszym tłem eozyne.

Link: <http://antibody-antibodies.com/search.php?search=Histoclear>



Paulina Siemiątkowska  
poland@gentaur.com

TEL: 00 48 58 710 33 44  
FAX: 00 48 58 710 33 48

GENTAUR Sp. z o.o.  
Ogarna 15/19 B m2  
80-826 Gdańsk  
[www.antibody-antibodies.com](http://www.antibody-antibodies.com)

Jeżeli dokonacie Państwo zamówienia w piątek przed godz. 16:00 dostawa produktu może nastąpić już w następnym tygodniu.

◆ Antibodies ◆ ELISA's ◆ PCR Proteins ◆ Cell culture

**GENTAUR**

\*Zapytania odnośnie cen produktów oraz wszelkie inne wątpliwości prosimy kierować na nasz adres mailowy: [poland@gentaur.com](mailto:poland@gentaur.com).